





Roke si temeljito umijte z milom in jih osušite s čisto brisačo, ki ne pušča kosmov.



Lečo vzemite iz embalaže in jo položite na konico kazalca. Preverite, če je leča obrnjena pravilno - oziroma kaj kaže indikator obrnjenosti - in če je leča čista.



S sredincem iste roke potegnite spodnje veke navzdol, s kazalcem druge roke pa dvignite zgornjo veke in poglejte navzgor.



Lečo nežno položite na spodnji beli del očesa in spustite veke.



Zaprte oči in večkrat pomežiknite, da se leča namesti na sredino očesa.